

Информация для фармацевтических компаний.

Уважаемые господа!

Предприятие «РЕСТЕР» всегда учитывало мнение потребителей своей продукции. Именно поэтому наше предприятие, производящее инфузионные растворы в полипропиленовых (не ПВХ) контейнерах (растворы натрия хлорида, глюкозы, ацесоль, дисоль, р-р Рингера, гемодез-Н, декстран-40, метронидазол, ципрофлоксацин), впервые в России освоило новую форму выпуска продукции:

### **Раствор натрия хлорида 0,9% 1000 мл с двумя портами Луер-Лок**

Данная продукция предназначена для отделений, в которых применяется аппарат «Искусственная почка» (отделения гемодиализа и отделения реанимации и интенсивной терапии).

Отличительной особенностью данной формы выпуска раствора натрия хлорида являются порты типа «Луер-Лок», с помощью которых, можно надёжно и быстро подключить магистрали аппарата «Искусственная почка» напрямую к контейнеру, без использования иглы и антисептиков (порты стерильны).

В настоящее время для «промывки» магистралей аппаратов «Искусственная почка» используются, как правило, растворы натрия хлорида 0,9% по 400 мл в стеклянной таре, требующие специальной иглы и обработки антисептиком. По инструкции «промывка» должна осуществляться 1000 мл физ. раствора, что составляет 2-3 фл. на процедуру гемодиализа. Стоимость NaCl 0,9% 400 мл, в стеклянной таре, составляет в среднем 20-25 руб., т.е. 40-75 руб. на процедуру. Стоимость NaCl 0,9% 1000 мл 2 порта Луер-Лок - 36,50 руб. (по прайсу ЗАО «РЕСТЕР»). Экономия на одну процедуру гемодиализа – от 6,5 до 36,5 руб.! В РФ есть отделения гемодиализа, проводящие до 30-40 тыс. процедур в год. Сюда же необходимо отнести отсутствие затрат на использование растворов для обработки портов (этиловый спирт, хлоргексидин и т.д.).

**Раствор натрия хлорида 0,9% 1000 мл с двумя портами Луер-Лок имеет следующие преимущества:**

- удобство, надёжность, скорость в подготовке аппаратуры к работе,
- контейнер из полипропилена с портами «Луер-Лок» обеспечивает полную герметичность системы, непопадание в неё воздуха, пыли, бактерий и т.д.
- использование раствора для промывки в современном, биосовместимом материале, что является одним из важнейших условий лечения диализных больных, т.к. пациент получает до 150 процедур в год
- экономия значительных финансовых средств.

На предприятии «РЕСТЕР» Вы можете получить подробную информацию об особенностях применения и продвижения данного продукта, а также информацию об отделениях «Искусственная почка» в любом регионе РФ.

С уважением,  
коммерческий отдел ЗАО «РЕСТЕР»  
(3412) 21-89-16, 20-76-77  
e-mail: sales@rester.ru

